



超小型卓上粉碎機

GENA ジーナ

 NARA

非常に
コンパクト

100Vの
電源でOK

分解・洗浄・組立
が容易

少量・多品種
サンプル
の粉碎に

深冷粉碎
も可能

液体窒素
使用OK


操作盤、
製品回収タンク
不要

適用例

医薬品 電子材料 食品 化粧品 ファインケミカル全般
セラミックス 漢方薬原料 合成樹脂 工業製品

仕様


動力 (W)	500 (100V)
最高回転速度 (min ⁻¹)	33,000 (固定速)
スクリーン径 (mm)	0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8, 1.0
寸法 (mm)	W120×D294×H262
重量 (kg)	10
材質	SUS304
安全装置	フロントカバー全閉確認用近接スイッチ



粉碎部 分解後

処理例

寒水石：結晶質石灰石（大理石）の石材名



粉碎後 粒度分布

粉碎前



粉碎後



 株式会社 **奈良機械製作所**

〒143-0002 東京都大田区城南島2-5-7 TEL(03)3790-8011 <http://www.nara-m.co.jp>

事業所／奈良機械販売株式会社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 TEL(06)6307-2371(代)