






Cellulose Microporous Beads
BioCradle®

多孔質のカチオン性セルロース粒子


- ・ 粒径：200~280 μ m
- ・ 孔径：30 μ m
- ・ 微生物の吸着能あり



BioCradle®に
吸着された大腸菌



吸着・濃縮イメージ




カラムに
充填して使用

サンプル液中に
投入し
攪拌して使用

微生物を素早く吸着可能な粒子です

① サンプル液中に投入、攪拌して使用



※例は菌ですが、ウイルス等の吸着も可能です。
 ※粒子をカラムに充填して使用することも可能です。
 ※プロトコル・カラム設計等に関する詳細は、NDA締結後に開示可能です。

【問い合わせ先】

旭化成株式会社 バイオマテリアル事業推進部

Email: cnb-pt@om.asahi-kasei.co.jp

Tel: 03-6699-3806

〒100-0006

東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号 日比谷三井タワー