

Premium-Level Micro/Semi-Micro Balances

A&D Borealis

BA-T/BA Series

元素分析・質量分析などの前処理に 1 μ g～の高精度計量



オートドア装備 1 μ g～ 分析天びん

元素分析・質量分析などの前処理に。1 μ g～の高精度計量

1 μ g:4モデル、0.01mg:6モデルの全10モデル

- ・BA-Tシリーズ : タッチパネル付きカラー液晶表示
- ・BAシリーズ : モノクロ液晶表示
- ・BA-TEモデル、BA-Eモデル : 無風イオナイザー標準付属



開く幅を簡単調整
動画はコチラ

セパレート型構造

コンパクトな計量部はドラフトの影響を受けにくく、スペースを節約できます。

全モデル オートドア装備

手を触れないで風防ドアの開閉が可能なので作業効率が大幅に向上



オートドアにより、定型作業の効率が大幅にアップ

手を触れないで風防ドアの開閉が可能

風防のサイドドアは、表示部のIRセンサー（赤外線センサ）またはオプションのフットスイッチを使用して開閉が可能なので、ひょう量室にスムーズかつ効率的にアクセスできます。

開く幅を簡単に設定可能

好みの距離の設定はとても簡単で、①手でドアを開けて好みの位置で止める、②IRセンサに手をかざしてドアを閉める、で完了です。

高耐久性：オートドアの開閉機構に独自のエアポンプ式を採用

エアポンプ式により、高い耐久性を実現

タッチパネル（BA-Tシリーズ）

- ・感覚的な操作 : 直感的な操作を可能にし、数字の入力や設定の変更など簡単にできます。
- ・圧力センサー式 : 手袋を着用していても操作ができます。
- ・4つの物理キー : 頻繁に使用するOn/Offキー、ホームキー、ログインキー、メニューキーは、物理キーを採用、すばやくアクセスが可能です。



IRセンサ（赤外線センサ）:

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー : ログイン画面に切替

メニューキー : 環境設定 / 感度調整 / キャリブレーション / テスト・点検 / システム設定等

Electronic Pipettes

MPA/MPB

Series

手動式ピペットをお使いのかたへ、
電動式で高精度／作業効率アップ／疲労軽減を確実に



MPA-200

MPB-1200-8



Backキー：各設定開始・設定モードの戻り
Upキー：各設定値のアップ
Enterキー：各設定の決定
Downキー：各設定値のダウン



電動式のメリット

高精度 … 個人による分注量のばらつきを減少 ~ 高い再現性を実現

直観的な操作ボタン … 直観的に操作できるようにボタン配列と操作コマンド

疲労軽減、らくらく操作 … 親指でピストンを上下させるのではなく、人差し指によるボタン操作

独自の機能

- 捨て分注不要!：プレディスペンス機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
- 衝撃を吸収する“耐衝撃プロテクター” **特許取得済**
- MPAシリーズ：ロアパーツのオートクレーブ可能
オートクレーブ条件：121°C 2気圧 20分

安心の3年保証



詳細はコチラ（ホームページ）