


組換えタンパク質発現用培地 選択ガイド



サンプル提供可能

ハイブリドーマ用無血清培地

○ 極東 E-RDF 培地

- ✓ 高密度で長期大量培養が可能
- ✓ 1987年発売以来、論文 200 報以上
- ✓ ご要望に合わせてご指定の物質を除去または、
添加した特注培地も対応可能



*添加剤として「極東 細胞培養用培地添加剤 RD-1」をご用意しています

HEK293 細胞用培地シリーズ 組換えタンパク質 一過性発現用培地

- **KP293 type 1**
Expression medium New
- **KP293 type 2**
Expression medium



ヒト胎児腎細胞由来 293細胞 (Expi293F 細胞, 293T 細胞, FreeStyle 293-F 細胞等) の浮遊培養用の培地。培養、トランスフェクション、タンパク質発現までご使用いただけます。

- ✓ 国内製造
- ✓ 浮遊培養用、動物由来成分不含培地
- ✓ 様々なトランスフェクション試薬に対応可能

CHECK!

CHO 細胞用一過性発現用培地もラインナップ予定です

統一商品コード No.	製品名	有効期間	包装	貯法	希望小売価格
551-29334-0	KP293 type 1 Expression medium	6ヶ月	1 L	2～10℃, 暗所	16,500 円
551-29335-7	KP293 type 2 Expression medium	12ヶ月	1 L	2～10℃, 暗所	19,000 円
551-26500-2	E-RDF 培地	24ヶ月	10 L 用 (177 g)	2～10℃, 暗所	12,000 円
551-20300-4	添加剤 RD-1	12ヶ月	1L 用 ×10	2～10℃, 暗所	38,000 円

※本製品は研究用試薬です。人や動物の医療用・臨床診断用等に使用しないでください。
※2025年10月時点の価格(税抜)です。価格が変更になることがあります。

 極東製薬工業株式会社

お問合せ先：産業営業所
TEL: 03-5645-5663

E-mail: cellculture@kyokutoseiyaku.co.jp
Web: <https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/>