

Xpert®シリーズ Test Menu

1検体からPCR検査ができる「オンデマンドPCR」

GeneXpertシステムとXpert試薬は、今欲しい検査結果を迅速に提供します。



Xpert® シリーズ Test Menu

体外診断用医薬品：



(2026年3月時点)

製品名 (製造販売承認番号)	製品番号	目的	貯蔵(°C)
Xpert MTB/RIF「セフィエド」 (22800AMX00673000)	GXMTB/RIF-JP-10	喀痰またはNALC処理済み喀痰検体中の結核菌群およびリファンピシン耐性遺伝子を約110分で検出	2～8
Xpert MRSA/SA BC「セフィエド」 (23000EZ00042000)	GXM RSA-BC-JP-10	血液培養陽性検体中のMRSAおよび黄色ブドウ球菌の遺伝子を約1時間で検出	2～28
Xpert C.difficile「セフィエド」 (22900EZ00024000)	GXC DIFF-JP-10	糞便中の <i>C.difficile</i> トキシンB、バイナリートキシンおよび変異型 <i>tcdC</i> 遺伝子を約47分で検出	2～28
Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」 (30200EZ00027000)	XPRSARS-COV2-10	生体試料中のSARS-CoV-2 遺伝子を約49分で検出*	2～28
Xpert MRSA/SA Nasal「セフィエド」 (30100EZ00022000)	GXSACOMP-JP-10	鼻腔ぬぐい液中のMRSAおよび黄色ブドウ球菌の遺伝子を約1時間で検出	2～28
Xpert CT/NG「セフィエド」 (30200EZ00061000)	GXCT/NG-JP-10	尿または子宮頸管擦過物中の淋菌およびクラミジア・トラコマチス遺伝子を約90分で検出	2～28
Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus「セフィエド」 (30400EZ00098000)	D00062	鼻咽頭ぬぐい液中の新型コロナウイルス、A型/B型インフルエンザウイルス、RSウイルスのRNAを約37分で検出	2～28

*：陽性検体の場合、51分よりも早く結果が出ます。

研究用試薬：研究用試薬は診断目的では使用できません

製品名	製品番号	検出目的	貯蔵(°C)
Xpert® Carba-R	GXCARBAR-CE-10	カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 (KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48) の遺伝子を約48分で検出	2～28
Xpert® Norovirus	GXNOV-CE-10	糞便中のノロウイルス (G1/G2) 遺伝子を最短約1時間 [†] で検出	2～8
Xpert® vanA/vanB	GXVANA/B-CE-10	バンコマイシン耐性腸球菌 (A/B) 遺伝子を約45分で検出	2～28
Xpert® Xpress Flu/RSV	XPRSFLU/RSV-10	鼻咽頭拭い液または鼻腔拭い液中のA型/B型インフルエンザウイルスおよびRSウイルスの遺伝子を最短約20分で検出 [‡]	2～28

[†]：陽性検体の場合：EAT (Early Assay Termination、早期反応停止) により検査結果を報告。陰性検体時は、約90分

[‡]：インフルエンザウイルスまたはRSウイルス単項目を測定した場合。インフルエンザウイルスとRSウイルス同時検出の場合は、最短30分で検出



GeneXpertシステム
医療機器製造販売届出番号：13B3X00190000052
一般医療機器(特定保守管理医療機器、設置管理医療機器)

© 2026 ベックマン・コールター株式会社
Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。
Cepheid、GeneXpertおよびXpertは、Cepheidの登録商標です。

【供給元】



【製造販売元】



ベックマン・コールター株式会社

本 社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 URL <https://www.beckmancoulter.co.jp>