



Summer, Separation, Satisfaction.

遠心機の更新・導入を後押しする 夏のスペシャルオファー

この夏、ラボの設備をお得にアップデートしませんか？

エッペンドルフ遠心機の人気モデル・旧モデルを、お求めやすい特別価格でご用意しました。

実験の“要”となる遠心機をリフレッシュしましょう！

高品質と信頼性はそのままに、今だけのサマープライスで導入いただけるチャンスです。

暑さを吹き飛ばすお得なキャンペーンを、ぜひご活用ください。

また、ノンフロン冷却遠心機のご案内もございます。

ぜひご一読ください！

キャンペーン内容

人気モデル 30% OFF

- 5425 / 5425 R

- 5910 Ri バンドル

クリアランス製品 40% OFF

- 5420

- 5430 / 5430 R

- CF18R (代替フロン冷媒, R134a)



30%
OFF

SUMMER DEAL

遠心機サマーキャンペーン

人気モデルが **30% OFF**



Centrifuge 5425

Centrifuge 5425 R

Centrifuge 5425 / 5425 R

人気の 24 本架ラボスタンダードモデル

- 静かな運転音
- コンパクトでパーソナルに使用できる 5425 (冷却機能なし) と、冷却運転が可能でサンプル保護により効果的な 5425 R (冷却機能付)
- 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き (5425 R のみ)
- Standby / Sleep Mode で不使用時の電力節約可能
- ローター全 6 種* 例: Eppendorf 5.0 mL チューブ用ローター
- いずれも ローター FA-24×2 付 (5425 R のみ QuickLock Pro 仕様)
 - 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL
 - 最高回転速度: 15,060 rpm
 - 最大遠心加速度: 21,300 × g

- 本体寸法 (W×D×H, mm)
5425: 240 × 390 × 240
5425 R: 290 × 480 × 260

* ローター単品はキャンペーン対象外です



Update! QuickLock Proローターリッド (5425 R のみ)

標準ローター FA-24×2 のリッド機構が新しくなりました
リッドの開閉はすべて片手で可能です。閉めるときは上から押さえるだけ、開けるときは
プッシュボタンでロック解除。ねじを回す必要はありません。改良されたシーリングで漏
れを抑え、高速回転時も確実にロックして安全性を高めます。



Centrifuge 5910 Ri

my green lab.
ACT Ecolabel

大容量で高性能：様々なニーズに対応


- 10 種類のローターを使用できる高い汎用性*
- FastTemp pro[®]: 日付時刻に応じるプログラム可能な予冷機能
- ECO 電源シャットオフ: エネルギー消費を削減し、コンプレッサー
寿命を延ばすために、8時間使用しない場合は冷却を停止して
スタンバイモードに移行 (メニューで動作解除できます)
- ACT Label 取得済

* ローター単品はキャンペーン対象外です



2 種のバンドルセットと遠心機用テーブルを **30% OFF**

- S-4xUniversal rotor バンドル (下図): コニカルチューブ/プレート/ボトルの遠心が可能
- S-4x750 バンドル: コニカルチューブが最大 56 本遠心可能 (15 mL チューブの場合)
- 遠心機用テーブル 2 種: 高さ 38.5cm 或 58.5cm (右下図)



S-4xUniversal rotor バンドル: コニカルチューブ/プレート/ボトルの遠心が可能



遠心機用テーブル 38.5 cm (左) と 58.5 cm (右)

在庫限り

40%
OFF

LAST SUMMER CHANCE

遠心機サマーキャンペーン

在庫限り！ クリアランスモデル **40% OFF**



Centrifuge 5420

シンプルでコンパクトな非冷却24本架モデル

- 卓上型でも省スペースを実現
- 遠心後に自動でドアがオープン、作業の操作性が向上します
- 拭き取り洗浄しやすいキーパッド式制御モデル



- ローターFA-24×2 付
- 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度: 15,060 rpm
- 最大遠心加速度: 21,300 × g
- 本体寸法 (W×D×H): 240 × 350 × 220 mm



Centrifuge 5430

Centrifuge 5430 R

Centrifuge 5430 / 5430 R

コンパクトながら多様なニーズに対応したモデル

- 12種類のローターを使用できる高い汎用性*
- ECO電源シャットオフ: エネルギー消費を削減し、コンプレッサー寿命を延ばすために、8時間使用しない場合は冷却を停止してスタンバイモードに移行(メニューで動作解除できます)
- 非冷却モデル 5430, 冷却モデル 5430 R いずれも ローター FA-45-30-11付
- 容量: 30本 × 1.5 / 2.0 mL (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最高回転速度: 14,000 rpm (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最大遠心加速度: 20,817 × g (ローター FA-45-30-11使用時)
- 本体寸法 (W×D×H): 340 × 420 × 250 mm (5430), 380 × 640 × 290 mm (5430 R)

*ローター単品はキャンペーン対象外です



Centrifuge CF18R (代替フロン冷媒, R134a)

- 静電式タッチパネルを採用、ゴム手袋をしても操作可能です
- ECO設定有効時は、停止状態で10分間ドアの開閉やスイッチ操作をしなかった場合、冷却装置を自動停止します
- ローターは全て乗せるだけ! のクイックセッティング方式*

* 本体にローターは付属しておりません、別途ご購入ください

本体と同時購入で下記のローター・アダプターが **30% OFF**



- T15A39 アングルローター
- 1.5 / 2.0 mL × 24 本
 - 15,000 rpm
 - 21,500 × g



- T4SS31 スイングローター
- 4,000 rpm
 - 2,900 × g



- T15A41 アングルローター
- 15 / 50 mL × 4 本
 - (2 種の同時使用不可)
 - 15,000 rpm
 - 22,260 × g

- T4SS31 スイングローター用アダプター (各 4 個セット)
- | 15TC × 6S | 50TC × 2S |
|---------------|--------------|
| - 15TC × 24 本 | - 50TC × 8 本 |
| - 4,000 rpm | - 4,000 rpm |
| - 2,900 × g | - 2,900 × g |

本ページに記載の遠心機 (5420, 5430, 5430 R, CF18R (代替フロン冷媒, R134a)) は在庫限りの販売です。キャンペーン期間中に在庫終了となる場合があります。

ローター (T15A39, T15A41, T4SS31)、アダプター (15TC × 6S, 50TC × 2S) については対応する遠心機本体と同時購入時にキャンペーン価格対応となります。

クリアランス機種について、修理対応終了日は次のとおりです。Centrifuge 5420: 2034年12月末, Centrifuge 5430: 2034年12月末, Centrifuge 5430 R: 2033年12月末, CF18R (代替フロン冷媒, R134a): 未定

注文案内

品名	注文番号	希望小売価格	キャンペーン価格	割引率	備考
Centrifuge 5425, FA-24x2 付	5405000433	¥376,000	¥263,200		* 1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ
Centrifuge 5425 R, FA-24x2 QuickLock Pro 付	5406000435	¥687,000	¥480,900		* 1.5/2.0 mLチューブ×24本, シールドタイプ, 冷却機能付
Centrifuge 5910 Ri, S-4xUniversal rotor バンドル	5943000238	¥1,950,000	¥1,365,000	30% OFF	* S-4xUniversal rotor 1個, バケット4個, 5/15 mLチューブ・プレート用アダプター2セット, 50 mLチューブ, 175-250 mL・プレート用アダプター2セット付, 冷却機能付
Centrifuge 5910 Ri, S-4x750 バンドル	5943000538	¥1,840,000	¥1,288,000		* 丸型バケット4個, 5/15 mLコニカルチューブ用 および 50 mLコニカルチューブ用アダプター (各2個組×2セット) 付, 冷却機能付
遠心機用テーブル、高さ 38.5 cm	5921000010	¥250,000	¥175,000		Centrifuge 5910 Ri, SpinPro 6 R 用
遠心機用テーブル、高さ 58.5 cm	5921000012	¥312,000	¥218,400		
Centrifuge 5420, FA-24x2 付	5420000032	¥297,000	¥178,200	40% OFF	* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 24本
Centrifuge 5430, FA-45-30-11 付	5427000437	¥543,000	¥325,800		* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 30本
Centrifuge 5430 R, FA-45-30-11 付	5428000430	¥1,050,000	¥630,000		* 在庫限り 1.5/2.0 mL チューブ × 30本, 冷却機能付
Centrifuge CF18R, (代替フロン冷媒, R134a)	5722010180	¥960,000	¥576,000		* 在庫限り 冷却機能付
T15A39 アングルローター	5722211008	¥174,000	¥121,800		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 1.5/2.0mL チューブ × 30本
T15A41 アングルローター	5722211009	¥301,000	¥210,700		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 15 / 50 mL コニカルチューブ × 4本 (15 / 50mL 同時使用不可)
T4SS31 スイングローター	5722212004	¥209,000	¥146,300	30% OFF	本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 CF18R用, 角形バケット付
15TC×6S アダプター, 4 個組	5721244007	¥36,200	¥25,340		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 T4SS31スイングローター用 15TC アダプター
50TC×2S アダプター, 4 個組	5721244008	¥36,200	¥25,340		本体 (5722010180) と同時購入時にキャンペーン適用 T4SS31スイングローター用 50TC アダプター

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2026年7月現在の価格です。表示価格に消費税は含まれておりません。
* 別途据付調整費および配送搬入費用を申し受けます。

ノンフロン遠心機のご紹介

下に記載した遠心機は全てノンフロン冷媒・冷却機構を採用しています。どんな冷媒・機構が用いられているかご存じですか？ノンフロンである利点はサステナビリティに配慮した機器であるだけでなく、フロン排出抑制法の対象外となり3カ月に1回の点検義務が発生しないため、運用面での負担を抑えることができます。

New! SpinPro 6 R

CO₂冷媒を初採用、エコフレンドリーな新世代冷却遠心機



- CO₂ 冷媒 (R744) を採用にて環境負荷を大幅に低減 (GWP = 1 / ODP = 0), ACT 2.0 認証
- 自動ローター認識、ローター寿命管理 および インバランス検出
- 複数の認証レベルとドキュメンテーション機能付
ユーザー管理と RFID ベースの
ユーザーログイン (CFR 21 Part 11 準拠)
- 電動リッドによる安全かつ安心の操作性

Centrifuge 5427 R

自然冷媒を採用した、多本処理冷却遠心機



- 自然冷媒 (R290) 採用、ACT Label 取得済
- マイクロチューブ 1.5 / 2.0 mL x 48 本の大容量
ローターにより生産性を向上
- 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付
- ECO shut-off 機能：使用しない状態が続いた
ときに自動停止するよう予約設定でき、省エネと
コンプレッサー寿命延長に貢献



超遠心機 CS & CPシリーズ 冷媒ではなくペルチェで温度管理

- 左：床置き小形超遠心機 CS150FNX
max. 150,000 rpm / 1,050,000 × g
440 × 520 (mm, W × D) の設置サイズ
ローターは全て載せるだけ
- 右：超遠心機 CP100NX
max. 100,000rpm / 803,000 × g
ローターは全て載せるだけ



発売準備中! SpinPro 8 R

現行機種 CR21N/22N の後継モデル
JASIS展示ブースにて展示いたします
ぜひお越しください!

開催日：9月2日 (水) ~ 4日 (金)
ブース番号：6A-204

ラボ消耗品にもサステナビリティを 続々ラインナップ追加中! Eppendorf Biobased Consumables

チューブ・チップ・プレートなど、日々大量に使用される消耗品をバイオベース素材に置き換えることで、CO₂排出量の削減と化石資源依存の低減に貢献します。もちろん耐遠心力や耐薬品性、使用温度範囲等の仕様は今までと同様です!



セイフ・ロックチューブ
BioBased



エッペンドルフチューブ
BioBased 15 / 50 mL