

新発売



マルチチャンネルディスペンサー

DISPENSER super-8000シリーズ

1～5 μ ℓ、5～25 μ ℓ、50～250 μ ℓの3種類を御用意しました！

業界唯一の
製品！

8チャンネルディスペンサーを
完全リニューアル！

ピペットチップで8チャンネル
同時に連続分注が可能！

イジェクター機構を搭載した為、
チップイジェクト作業も片手で簡単
に行えます。

【セット内容】 super-8000シリーズ本体…… 1台
ラック入りチップ…………… 1個
リザーバー…………… 1個

super-8000シリーズ 精度ならびに価格表

品 番	カラー コード	分注容量	分注回数	最大吸引量	1メモリの 可変量	チップ	容 量	精 度	再現性	価 格
super-8001	●	1 μ ℓ～5 μ ℓ	1 μ ℓ-30回 5 μ ℓ-6回	30 μ ℓ	0.1 μ ℓ	200 μ ℓ MS-T-200-2	1 μ ℓ	±8.0%	±3.0%	¥99,000
							5 μ ℓ	±4.0%	±1.5%	
super-8002	●	5 μ ℓ～25 μ ℓ	5 μ ℓ-38回 25 μ ℓ-7回	190 μ ℓ	0.5 μ ℓ	200 μ ℓ MS-T-200-2	5 μ ℓ	±4.0%	±0.8%	¥99,000
							25 μ ℓ	±2.0%	±0.5%	
super-8003	●	50 μ ℓ～250 μ ℓ	50 μ ℓ-24回 100 μ ℓ-12回	1230 μ ℓ	5 μ ℓ	1000 μ ℓ MS-T-1000-2	50 μ ℓ	±2.0%	±0.3%	¥99,000
							250 μ ℓ	±1.3%	±0.3%	

※上記の精度は、弊社推奨のM's ITチップを使用した場合になります。

※価格は税別表記になります。

※オートクレーブ不可

材質 ●グリップ/PC ●ノーズコーン/PP

●ピストン/super-8001:SUS. super-8002:PP. super-8003:PC ●リング/FVMQ

●その他樹脂/PC・PP ●その他金属/SUS303・SUS304

◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです。(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております。)

◇使用チップはMS-T-200-2/MS-T-1000-2を御使用下さい。

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】

super-8000シリーズの作業効率
の良さを実感出来る動画を
ご覧頂けます。



新発売



マルチチャンネルピペット

ITピペット epochal8シリーズ

8チャンネルのマイクロピペットが新登場！

微量のサンプル吐出の
悩みを解決！！

ロック機構装備！（PAT.P）

完璧な液切れを実現！
サンプルを膜状に引き戻す
ことはありません！

世界初のブローアウト容積増幅機構
（特許取得）を搭載した8CHピペットです。
※ITE-200はブローアウト容積増幅機構
を搭載しておりません。



ブローアウトの図



【セット内容】 epochal8シリーズ本体…… 1台
ラック入りチップ…… 1個
リザーバー …… 1個

epochal8シリーズ 精度ならびに価格表

品番	容量	1メモリの 可変量	推奨チップ	精 度	再現性	価 格
ITE-2	0.2 µl ~ 2 µl	0.005 µl	10 µl MS-T-10-1/2	1 µl	± 8.0%	± 3.0%
				2 µl	± 4.0%	± 1.5%
ITE-10	0.5 µl ~ 10 µl	0.02 µl	10 µl MS-T-10-1/2	1 µl	± 8.0%	± 3.0%
				10 µl	± 2.0%	± 1.5%
ITE-200	10 µl ~ 200 µl	0.5 µl	200 µl MS-T-200-2	10 µl	± 3.0%	± 0.8%
				200 µl	± 1.0%	± 0.3%

※上記の精度は、弊社推奨のM's ITチップを使用した場合になります。

※価格は税別表記になります。

※オートクレープ不可

材質 ●グリップ/TPE ●ノズコーン/PP ●ピストン/ITE-2,ITE-10:SUS、ITE-200:アルミ
●リング/FVMQ●その他樹脂/PC・PP ●その他金属/SUS303・SUS304

◇日本国内製造です。◇UV耐用 ◇1年間保証付きです。

◇容量テスト結果付きです。（※各製品毎に容量テスト（社内規定容量）を行っております。）

◇使用チップはMS-T-10-1/MS-T-10-2/MS-T-200-2を御使用下さい。

◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】

epochal8シリーズの液切れの
良さを実感出来る動画をご覧
頂けます。



連続可変ディスペンサー



DISPENSER M-800シリーズ



汎用チップ使用で
ランニングコストを
大幅削減！

高精度ディスペンサー 新登場！

プラスチックチップでの連続分注が可能！ 高価なシリンジは、必要ありません。
大幅に精度アップ致しました。ピペットでの分注作業の置き換えで、作業効率を大幅にUP！

※ プラスチック製チップで採取困難なサンプルのための専用ガラス製チップを用意しています。

(M-802 ~ M-806、専用アダプターを御利用)

※ M-802 ~ M-804 は、ガラスチップ専用ラックに対応しております。

M-800シリーズ 精度ならびに価格表

品番	分注容量	分注回数	最大吸引量	1メモリの 可変量	推奨チップ	容量	精度	再現性	価格
M-801	1 μ l ~ 5 μ l	1 μ l-28回 5 μ l-5回	30 μ l	0.1 μ l	200 μ l MS-T-200-2	1 μ l	$\pm 4.0\%$	$\pm 3.0\%$	¥34,000
						5 μ l	$\pm 2.0\%$	$\pm 1.5\%$	
M-802	5 μ l ~ 25 μ l	5 μ l-39回 25 μ l-8回	210 μ l	0.5 μ l	200 μ l MS-T-200-2	5 μ l	$\pm 3.0\%$	$\pm 2.0\%$	¥34,000
						25 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.8\%$	
M-803	25 μ l ~ 100 μ l	25 μ l-42回 100 μ l-10回	1090 μ l	1 μ l	1000 μ l MS-T-1000-2	25 μ l	$\pm 2.0\%$	$\pm 1.0\%$	¥34,000
						100 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.3\%$	
M-804	50 μ l ~ 250 μ l	50 μ l-22回 250 μ l-4回	1180 μ l	5 μ l	1000 μ l MS-T-1000-2	50 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.8\%$	¥34,000
						250 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.3\%$	
M-805	250 μ l ~ 1000 μ l	250 μ l-19回 1000 μ l-4回	5300 μ l	10 μ l	汎用チップ (適合は別途 お問い合わせ 下さい。)	250 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.8\%$	¥36,000
						1000 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.3\%$	
M-806	500 μ l ~ 1250 μ l	500 μ l-20回 1250 μ l-7回	10300 μ l	10 μ l	汎用チップ (適合は別途 お問い合わせ 下さい。)	500 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.5\%$	¥36,000
						1250 μ l	$\pm 1.0\%$	$\pm 0.3\%$	

※上記分注回数は、捨てショットを含んでおりません。

※オートクレープ不可

※価格は税別表記になります。

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。
◇容量テスト結果付きです(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)
を行っております)。 ◇チップイジェクター付き ◇ブローアウト機構付き

※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1

TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657

HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info2@it-pipet.jp

【販売・お問合せ】

M-800シリーズの作業効率の良さを
実感出来る動画をご覧頂けます。



高耐薬性ピペット



ITピペット Gシリーズ

ロック機構追加! (PAT.P)

※グリップを握る事でロックされる機構のため、
ロックボタンを操作する必要はありません。

**硫酸原液にも使用可能
ETFE 採用**

耐久性が更にアップしました!

ETFE、気化排気口(特許取得済)を導入することにより、耐薬品性を高めました。
酸、有機溶剤、アルカリ等のサンプルが、すべて計量可能なモデルです。
最大10000 μ lの大容量の型式も準備しております。検定所付きです。

プラスチック製汎用チップ(ピペットチップ)で採取できる薬品なら全て使用可能なのはもちろん、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、更なる効果を発揮します。

ITピペット Gシリーズ 価格表 (1本あたり)

品 番	容 量	容 量	推奨チップ	価 格
G-200N	最小20 μ l	$\pm 1.0\%$	200 μ l	¥19,000
	最大200 μ l	$\pm 0.8\%$	MS-T-200-2	
G-1000N	最小100 μ l	$\pm 0.8\%$	1000 μ l	¥19,000
	最大1000 μ l	$\pm 0.5\%$	MS-T-1000-2	
G-5000N	最小1000 μ l	$\pm 1.5\%$	汎用チップ 適合は別途お問い合わせ下さい。	¥28,000
	最大5000 μ l	$\pm 0.5\%$		
G-10000N	最小2000 μ l	$\pm 1.5\%$	汎用チップ 適合は別途お問い合わせ下さい。	¥29,000
	最大10000 μ l	$\pm 0.5\%$		

※価格は税別表記になります。

主な材質

主要部		材 質
ピストン		ETFE
Oリング	G-5000N、G-10000N	FVMQ FKM+ETFEコーティング
	G-200N、G-1000N	FKM+ETFEコーティング
ノーズコーン		PP(UV吸収剤入り)
ノーズコーンOリング	G-5000N、G-10000N	FKM+ETFEコーティング

◇日本国内製造です。 ◇UV 耐用 ◇1年間保証付きです。
◇容量テスト結果付きです(※各製品毎に容量テスト(社内規定容量)を行っております)。 ◇ブローアウト機構付き
※製品の材質、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。

【製造元】

Mムロオカ産業株式会社 理科学部門

〒329-4217 栃木県足利市駒場町 1-1
TEL : (0284)22-3656 FAX : (0284)22-3657
HP <http://www.it-pipet.jp> E-mail : info2@it-pipet.jp



プラスチック製チップで採取が困難なサンプルのための専用ガラス製チップ、ガラスチップ専用ラック(M's G-RACKシリーズ)も用意しています。

**ガラスチップ専用ラック
M's G-RACK シリーズ
(特許取得済)**



ガラスチップを使用している分注動画をご覧頂けます。



【販売・お問合せ】