



化学・薬学 分析装置

JASIS2022出展決定！デモ測定受付中！

ご自分の材料のHOMOレベルを測定するチャンスです。

液体や粉体のHOMOレベルを測定できる大気中光電子分光装置です。

がん細胞増殖抑制剤 抗ウイルス剤の効果

(生物学的活性) にもHOMOレベルは関係します。

HOMOレベル（イオン化ポテンシャル）は電子状態を表す指標です。

有機EL, 有機太陽電池の電子材料特性評価に不可欠です。



AC-2S Series

AC-2S/AC-2S Proα/AC-2S Proβ