


グリセロールやオイル、はちみつ等の高粘度液体の分注に



マルチペット E3/E3x & ViscoTip

ViscoTip とマルチペット E3/E3xの組み合わせなら、これまで扱いづらかった 99.5 %グリセロール、Tween、オイル、クリーム、シャンプー、ハチミツなど、最大14,000 mPa*s の高粘度液体の取り扱いが可能になります。

- > マルチペット E3/E3x による吸引排出速度の調整
- > 溶出しやすい物質やスリップ剤を不使用：
ViscoTip には実験に干渉しうる溶出しやすい物質（スリップ剤、殺生物剤、可塑剤など）を使用しません



[カタログはこちら](#)

Easypet 3



高精度でスピードコントロールが可能なピペットコントローラーにより、試薬や培地の分注やペレットの再懸濁に最適です。

Easypet 3は、0.1 ~ 100 mL のセロジカルピペットやメスピペットに使用できます。

[カタログはこちら](#)

バリスペンサー 2/2x



試薬ボトルに入った液体を一定量分注するための理想的なツールです。先端のシーリング技術で様々な種類の酸、溶液や塩基の分注にも対応します。

0.2 ~ 100 mL の分注容量に対して6つのサイズを提供しており、試薬を無駄なく、設定容量の分注ができるように設計されています。

[カタログはこちら](#)

大人気の温度コントロール&ミキシング製品

サーモミキサー C

縦の振動を抑えた静かなミキシングと、精度の高い温度制御を一台で提供します。水を使わないため、コンタミネーションリスクやメンテナンスの手間を削減します。

アプリケーション例

- > プラスミド / RNA / DNAの精製
- > cDNA合成
- > 酵素反応（制限酵素処理、Proteinase K消化、ライゲーション等）
- > タンパク質の変性
- > バクテリアの培養
- > 細胞の解凍



サーモスタット C

サーモスタットCには、-10 °Cから110 °Cまでの優れた温度コントロール機能が備わっています。プログラム機能により、15のプログラムを個別に保存することができます。

アプリケーション例

- | | |
|---------------------|------------|
| > 低温でのバッファーやサンプルの冷却 | > タンパク質の変性 |
| > 培地の加熱 | > cDNA合成 |
| > 低温での生化学反応 | > 免疫沈降 |



スマートブロック

サーモミキサー C、サーモスタットC用に、0.2 ~ 50 mLまでのチューブとプレート（MTP, DWP, 96ウェル/384ウェルPCRプレート）用の多彩なスマートブロックを用意しました。

特長と利点

- > スマートブロックの交換を片手で簡単、かつ工具類は一切必要ありません。
- > サンプルへの最大限の熱伝導を保證する最適化されたブロックデザイン



[カタログはこちら](#)

エッペンドルフの機器製品ラインナップをご覧ください

- | | |
|--|------------------------|
| > 自動分注システム | > サーマルサイ클ラー |
| > インキュベーターシェーカー | > サーモミキサー |
| > CO ₂ インキュベーター / CO ₂ シェーカー | > エレクトロポレーター |
| > 遠心機 | > マイクロマニピュレーター・インジェクター |
| > 遠心濃縮機 | > バイオプロセス |
| > 超遠心機 | > ディープフリーザー |

[機器製品カタログ
はこちら](#)