



proteintech®

プロモーション

NEWS...

2025年10月号

秋の特典 2025 キャンペーン

配布期間：2025年10月1日(水)～11月28日(金) キャンペーン番号：2515


プロテインテック社商品をお使いの皆さまへの感謝を込めて、
10月1日(水)より、出荷時に「秋の特典」を同梱いたします。

特典は
こちら

勉強や実験、研究生活やラボのインテリアに役立つ、
色とりどりの特典のいずれか1点を、全商品にランダムで添付いたします。

対象商品：一次抗体、二次抗体、ELISA キット、HumanKine® etc.

ねこ派に
ぴったり



ねこふせん

冷える
チューブ
ラック



チューブクーラー

プレート
実験に



96 ウェルメモノート

クリップ
にもなる



マグネットしおり

小物を
なくさない



がまぐちポーチ

木の質感
がイイ



ウッド磁石バー

ケースに
挟むだけ



スマホストラップ

癒し&
珪藻土



動物柄コースター

※ 特典の種類・色・デザインはお選びいただけません。※ スマホストラップにスマートフォンは含まれません。※ チューブクーラーの色は変更になる場合があります。

セールス / テクニカルサポート



株式会社 プロテインテック・ジャパン

国内販売



人と科学のステキな未来へ
コスモ・バイオ株式会社



プロテインテック

Antibodies | ELISA kits | Proteins



エフシーゼロ・リコンビナント抗体


FcZero-rAb™

Fc 受容体と結合しない
フローサイトメトリー抗体



バックグラウンドはゼロ、データはクリアに。

Fc 受容体 (FcR) と結合しない! フローサイトメトリー用の「革新的抗体」が新登場です。



FcZero™とは?

抗体改変技術により誕生した
新世代のリコンビナント抗体です。

任意的可変領域
+
FcR に結合しない定常領域

抗体クローンの性能はそのままに
「FcR 非結合性」の特徴を付与

FcZero™の利点

- ✓ FcR への非特異的結合で生じる「擬陽性」を排除
- ✓ FcR ブロッキング工程不要でプロトコルを簡単に
- ✓ 安定した蛍光色素の標識度 & 高いシグナル
- ✓ CD マーカーを中心に 200 種類以上のクローンをご用意
- ✓ リコンビナント抗体の高いロットー貫性 & 再現性

FcR に結合しない IgG


ヒト FcR の種類	結合性有無	
	ウサギ IgG (野生型)	FcZero™ IgG (改変型)
Fcγ RI/CD64	+	—
Fcγ RIIfa/CD32a	+	—
Fcγ RIIfb/CD32b	+	—
Fcγ RIIfa/CD16a	+	—
Fcγ RIIfb/CD16b	+	—

① ヒト FcR との結合試験

— FcZero™はヒト FcR・マウス FcR* に結合しません。

* マウス FcR への結合性データは未掲載

クリアなデータを実現



② ヒト PBMC の CD3 および CD4 のフローサイトメトリー解析

— FcZero™では、FcR への非特異的結合が無くなり、バックグラウンドが消失しています。

蛍光標識 FcZero™は約 400 品目

★ PE、APC、CoraLite® 色素
をラインアップ!

抗体タイプ	品番	包装
FcZero-rAb™	XXX-FcAXXXXX	100 µg/ 100 test

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI



プロテインテック

Antibodies | ELISA kits | Proteins

取扱店

お願い / 注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

〔希望販売価格〕 記載の希望販売価格は2025年10月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

〔使用範囲〕 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00~17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00~17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 東陽駅前ビル