


# 生理学・薬理学実験装置のご紹介

実験目的にあわせてカスタマイズできます。

## フィールドスティムレーション測定


摘出筋、その他の摘出組織を生体内と同じ温度管理された栄養液などに浸して、電気刺激に対する張力あるいは変位を測定します。電気刺激は、刺激電極を通して栄養液(フィールド)へ直接通電します。




## 神経筋動物実験用具

動物の神経および筋活動計測を行うためのシステムです。


1. 雑音に強いアイソレーション型増幅器 / 2. 活動を誘発する電気刺激装置  
増幅された信号はデジタル化され、雑音に強い信号として、ポリグラフシステム  
RMT-1000MGで観察・記録を行います。



生体信号計測画面



筋電図FFT画面



オーバーレイ表示画面

2026年5月末受注分までの  
期間限定特別キャンペーン！！

希望販売価格の

最大 **30%** OFF

# 特別キャンペーン対象製品

## 細胞内アンプ

微小電極用増幅器  
MEZ-8301MG



1チャンネルタイプ、通電誘導が可能  
付属：プローブ1本

税込価格：~~¥665,500~~  
¥465,850～

## 短絡電流測定装置

短絡電流測定装置  
CEZ-9100MG



2チャンネル型ショートサーキット測定用増幅器

税込価格：~~¥1,140,700~~  
¥798,490～

## 電気刺激装置

電気刺激装置  
SEN-3401MG



バイフェジック刺激対応の刺激装置です。  
アイソレータは含まれておりません。

税込価格：~~¥755,700~~  
¥528,990～

## 電気刺激装置

電気刺激装置  
SEN-8203MG



3チャンネル電気刺激装置です。  
任意のチャンネル設定を複合して出力可能。  
アイソレータは含まれておりません。

税込価格：~~¥1,331,000~~  
¥931,700～

## 電気刺激装置

アイソレータ  
SS-203JMG



バイフェジック刺激対応のアイソレータです。

税込価格：~~¥375,100~~  
¥262,570～

## 電気刺激装置

アイソレータ  
SS-104JMG



高電圧、大電流出力タイプ

税込価格：~~¥333,900~~  
¥268,730～

## バスタライブ増幅器

4チャンネルバスタライブ増幅器  
SEG-3104MG



フィールドシステム用大電流増幅器

税込価格：~~¥334,400~~  
¥234,080～

## 生体電気用アンプ

高感度増幅器  
MEG-5200MG



最大感度5μV/Vを有する2チャンネル生体電気用増幅器  
チャンネル1には心電図I、II、III誘導切り替え機能あり

税込価格：~~¥378,700~~  
¥362,670～

## システム本体

DC-300HMG



税込価格：~~¥1,100,000~~  
¥770,000

## 取容ケース

JA-100HMG



税込価格：~~¥399,300~~  
¥279,510

## 生体電気用アンプ

AB-100HMG



税込価格：~~¥233,300~~  
¥198,660

## BIOカプラ

PB-100HMG



税込価格：~~¥60,500~~  
¥42,350

## 取容ケース本体

MEG-6108MMG



税込価格：~~¥414,700~~  
¥290,290

## 入力箱

JB-621DMG



税込価格：~~¥266,200~~  
¥186,340

## 高感度増幅器

AB-611JMG



税込価格：~~¥139,700~~  
¥97,790

## ひずみ圧力増幅器

AP-610JMG



税込価格：~~¥254,100~~  
¥177,870

但し、LabChartはキャンペーン対象に含みません。

上記の製品は2020年4月に  
日本光電工業株式会社から  
製造販売をミユキ技研が引き継ぎました。

本製品は研究用機器です。臨床用途では使用できません。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

本カタログの掲載内容は2026年4月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

<https://www.miyuki-net.co.jp/>

本社 〒113-0034 東京都文京区湯島2-2-6 フジヤマウラビル 6F  
TEL.03-3818-8631(代表) FAX.03-3818-8632(代表)  
東日本営業所 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-1-7 NTB八王子ビル 3F  
TEL.03-3818-8631(代表) FAX.03-3818-8632(代表)  
西日本営業所 〒532-0003 大阪府淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館 3F  
TEL.06-6350-0775

製品についてのお問い合わせ▼

