

遠心機ニューイヤーキャンペーン

期間:2022年1月5日~2022年4月28日受注分



# Special Offer

## 遠心機ニューイヤーキャンペーン

エッペンドルフ遠心機の全国販売取扱いと修理サポートを開始したエッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズより、アカデミックユーザーをはじめとする全国の研究者の皆様へ遠心機ニューイヤーキャンペーンをご案内します。

信頼と伝統があり、世界中の研究室で使用されているエッペンドルフ遠心機の最新モデル2機種を含む4機種を期間限定で**最大20% OFF**にてご提供いたします！

ローターおよびアダプタも、本体と同時購入であれば同じ割引率にて提供する期間限定の特別な提案です。

## スタンダードモデルの微量高速遠心機 5425



> 加減速の各10段階で設定可能  
> 5425シリーズは6種類のローターに対応  
最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL  
最高回転速度: 15,060 rpm  
最大遠心加速度: 21,300 × g  
本体寸法 (W×D×H): 240 × 390 × 240 mm



### ローター無し

希望小売価格: ¥265,000 ⇒ **キャンペーン特別価格: ¥212,000**

24本架ローター FA-24x2付

希望小売価格: ¥329,000 ⇒ **キャンペーン特別価格: ¥263,200**

## 最新モデル 微量高速冷却遠心機 5425 R



> ローターカバー無しでも運転音が静か  
> 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き  
最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL  
最高回転速度: 15,060 rpm  
最大遠心加速度: 21,300 × g  
本体寸法 (W×D×H): 290 × 480 × 260 mm



### ローター無し

希望小売価格: ¥558,000 ⇒ **キャンペーン特別価格: ¥446,400**

24本架ローター FA-24x2付

希望小売価格: ¥600,000 ⇒ **キャンペーン特別価格: ¥480,000**



### ローター FA-24x2

> 最大遠心加速度: 21,300 × g (15,060 rpm)  
> 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL チューブ

**キャンペーン特別価格: ¥77,440**



### ローター FA-24x2-PTFE

> 最大遠心加速度: 21,300 × g (15,060 rpm)  
> 最大容量: 24 × 1.5 / 2.0 mL チューブ  
> エアロゾル密閉性の Eppendorf QuickLock® カバー付き  
> 耐薬品性を向上させる PTFE コーティング

**キャンペーン特別価格: ¥98,400**



### ローター FA-10x5

> 最大遠心加速度: 21,300 × g (15,060 rpm)  
> 最大容量: 10 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL

**キャンペーン特別価格: ¥98,400**



### ローター FA-18x2-Kit

> 最大遠心加速度: 18,565 × g (15,060 rpm)  
> スピнкаラム18本用ローター

**キャンペーン特別価格: ¥61,520**



### ローター F-32x0.2-PCR

> 最大遠心加速度: 18,134 × g (15,060 rpm)  
> 最大容量: 32 × PCR チューブまたは 4 × 0.1 / 0.2 mL 8連PCR チューブストリップ

**キャンペーン特別価格: ¥56,400**



### ローター S-96x0.2-PCR

> 最大遠心加速度: 3,217 × g (6,000 rpm)  
> 12本の8 PCR ストリップ 0.1 / 0.2 mL または 4枚の 1/4 twin.tec® PCR プレート 96

**キャンペーン特別価格: ¥77,440**

## 新しいソフトウェア

- > 遠心が終了してからの経過時間を表示
- > よく使う設定を登録できる3つのプログラムボタン (5425のみ)
- > ショートスピン機能の改善 (ボタンを押し続ける必要がなくなりました)



## 新しいローターリッド開閉メカニズム

- > エアロゾル密閉性ローターは標準で QuickLock® システムを採用
- > 1/4回転ただけで密閉できる構造
- > 時間を節約し手首への負担も軽減します



## 新しいローター

- > 5.0 mL チューブのスナップ・スクリューキャップ両方に対応した10本架エアロゾル密閉性ローター
- > PCR用のスイングバケットローターは処理量を増やします



# Eppendorf遠心機で最も多用途の最新モデルが登場

## Centrifuge 5910 Ri



- > エッペンドルフ遠心機シリーズで最も幅広い用途のベンチトップ遠心機です
- > 電源100 V仕様で最大4,000 mL (1000 mL×4本)



最大容量：4×1,000 mL / 4×5×MTP  
 最高回転速度：14,000 rpm  
 最大遠心加速度：アングルローター使用時：22,132×g (FA-48×2)  
 スィングローター使用時：5,263×g (S-4×400)  
 本体寸法 (W×D×H)：715×680×368 mm  
 電源：100 V / 50-60 Hz  
 重さ (本体のみ)：109 kg

**キャンペーン特別企画：**  
**クリーニングクーポン3回分プレゼント**

**S-4×Universalローター付**

希望小売価格：¥1,690,000⇒ **キャンペーン特別価格：¥1,436,500**



### ローター S-4xUniversal




- > 大容量のスィングバケットローター、最大遠心加速度4,415 × g (4,500 rpm)
- > エアロゾル密閉 QuickLock キャップを、オプションで用意<sup>1)</sup>
- > バケット、キャップ、およびアダプターはオートクレーブ可能

<sup>1)</sup> 英国公衆衛生庁 (ポートンダウン) によりエアロゾル密閉性を試験済み

## 遠心分離をシンプルに！ —当社ユニバーサルコンセプト

多くの異なるユーザーがいるラボでは、さまざまな容器やプレートが使用され、遠心分離に関する課題が日々発生します。

この課題を解決するため、当社独自のユニバーサル・アダプターを採用。3種類の革新的なアダプターは、チューブ、プレート、ボトルの適切な選択を可能にします。



## Mobile Tables



台の高さは2種類から選択出来、非常に丈夫な設計です。キャスターとロック機構を装備し、移動の利便性と安全性を両立しています。



### 遠心機テーブル(39 cm)

- > テーブル寸法 (W × D × H)：  
75 × 70 × 39 cm
- > 実験台下に収める際には、搭載する遠心機とテーブル高さの寸法を確認し、お客様の実験台下に入る事を確認してご購入ください。

**本体と同時に購入で特別価格にて提供します。**  
**詳しくはお問い合わせください。**



### 遠心機テーブル(58.5 cm)

- > 実験台にスペースがなく、床置きで使用する際に最適
- > テーブル寸法 (W × D × H)：  
75 × 70 × 58.5 cm


**本体と同時に購入で特別価格にて提供します。**  
**詳しくはお問い合わせください。**



## 遠心機ニューイヤーキャンペーン

期間:2022年1月5日~2022年4月28日受注分


ポンプ内蔵ですぐに使用できる遠心濃縮機5305, Cタイプ



> コンパクトな設置スペース  
> メンテナンスフリーのPTFE真空ポンプを搭載

最大容量: 1.5 / 2.0 mL × 96本, MTP × 2  
回転速度: 1,400 rpm (固定)  
本体寸法 (W×D×H): 330 × 579 × 290 mm

**48本架ローター F-45-18-11付**  
希望小売価格: ¥1,100,000 ⇒ **キャンペーン特別価格: ¥880,000**





### ローター F-45-48-11

> 48 × 1.5 / 2.0 mLチューブ用ローター  
> スペーサーで積み重ね可能 (容量2倍)

**キャンペーン特別価格: ¥50,480**



### ローター F-35-6-30

> 6 × 50 mLコニカルチューブ用  
> 6 × 15 mLコニカルチューブ用

**キャンペーン特別価格: ¥63,760**



### ローター F-45-8-17

> 8 × 15 mLコニカルチューブ用

**キャンペーン特別価格: ¥63,760**



### ローター A-2-VC

> MTP、PCR、最大高さ27 mmのディープウェルプレートに対応  
> ローターは121°C、20分でオートクレーブ可能

**キャンペーン特別価格: ¥135,200**

## 修理サポートに関するお問い合わせ

# Centrifuge Maintenance Services



### 予防メンテナンスサービス

機器を良好な状態に保つことにどれだけ注意していますか？  
弊社の専門的なクリーニングとメンテナンスサービスは、問題を早期に発見し、予期せぬ稼働停止期間や故障を防ぐことを目的としています。機器を完璧な状態に保つことは、機器の寿命を延ばすだけでなく、生産性を向上させることにもつながります。

**信頼性を確保し、資源を節約しましょう！**

### Preventive Maintenanceサービス

- > 細部まで網羅されたチェックシートでの検査
- > クリーニング
- > システムテスト
- > 安全性、機能性検査
- > ソフトウェアアップデート
- > 保存データの評価
- > 日付付きサービスラベル

### Device Checkのサービス

> 遠心機主要箇所の検査 (自主検査代行)

\* 複数台使用時の場合に限りお受けいたします。

遠心機【販売・保守】

## エッペンドルフ・ハイマック・テクノロジーズ株式会社

本社工場 〒312-8502 茨城県ひたちなか市武田1060

東京セールスオフィス  
東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル3F  
TEL 03-5829-3612

北海道セールスオフィス  
北海道札幌市北区北二十三条西6-2-2  
TEL 011-299-8109

中部セールスオフィス  
愛知県名古屋市中村区名駅2-28-9 名駅プライトビル4F  
TEL 052-433-3081

関西セールスオフィス  
大阪府大阪市東淀川区東中島1-19-4 ルーシッドスクエア新大阪12F  
TEL 06-6795-9200

九州セールスオフィス  
福岡県福岡市博多区堅粕4-1-37 博多三弘ビル1F  
TEL 092-482-8109

ハイマック  
**himac** お客様相談センター  
☎ 0120-024125  
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (土・日・祝日・弊社休業日除く)  
<https://www.himac-science.jp>



**安全上のご注意**  
機器を正しく安全にご使用いただくため、製品の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- eppendorf遠心機の保守部品の供給は製造販売中止後、5年間です。
- 製品の仕様、外觀および価格は、予告なく変更する場合があります。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。
- 表示価格は2022年1月現在のメーカー希望小売価格 (税別) です。
- 製品写真または操作画面等は、特に断りがない限り標準仕様です。

[www.eppendorf.com/centrifugation](http://www.eppendorf.com/centrifugation)

Eppendorf® and the Eppendorf logo, Eppendorf QuickLock®, Eppendorf Tubes®, Eppendorf Twin.Tec® are registered trademarks of Eppendorf SE, Germany. himac® is registered trademark of Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., Japan. U.S. Design Patents are listed on [www.eppendorf.com/ip](http://www.eppendorf.com/ip). All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2022 by Eppendorf SE. Printed in Japan.