

Real-time PCR

SYBR Green qPCR Master Mix 25% OFF キャンペーン

Below the Low. Into Smart.

更なるコストパフォーマンスで信頼の品質をご提供します

Thermo Scientific™ SYBR™ Green qPCR Master Mixは、リアルタイムPCRによる、SYBR™ Greenベースの遺伝子発現の定量用に設計された、すぐに使用できる2Xマスターミックスです。希望小売価格17,500円が今なら約25% OFFの13,100円でご購入いただけますので、この機会にぜひお試しください！

特長

- ・幅広い機器に対応 スタンダードモードでもFastモードでも使用可能で、さまざまなリアルタイムPCR装置に対応可能です。
- ・包括的なワークフローに適応 さまざまな逆転写酵素に適応し、Tm値の適用範囲が広い(55~65 °C)ため、プライマー設計が簡単です。
- ・ROXが添加済み 添加する手間が省けるとともに実験結果のバラつきを抑えます。
- ・長期間の有効期限 製造日から1年以上の有効期限を設定しており、長期間お使いいただけます。
- ・コンタミネーションの低減 マスターミックスに含まれるウラシルDNAグリコシラーゼ(UDG)とdUTPにより、鑄型のキャリーオーバーコンタミネーションを低減します。



ユーザー ボイス～ご使用いただいているお客様からの声～

実際にご使用されているお客様からいただいた感想やデータを掲載しています。

■ 詳細は下記URLまたは右の二次元コードをご覧ください
thermofisher.com/jp-thermosybr



Ordering information

製品名	サイズ	製品番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Thermo Scientific SYBR Green qPCR Master Mix	5 mL	A66732	¥17,500	¥13,100

キャンペーン番号: RSBS22
 ご注文の際、キャンペーン番号を
 弊社販売代理店に必ずお伝えください

期間: 2025年12月1日(月)～2026年2月27日(金) 弊社受注分まで

他社装置を使用しても高い特異性




図1. ターゲット特異性

SYBR Green qPCR Master Mix の使用により、特異的増幅を示す単一の融解曲線が得られた。左図：当社リアルタイム PCR 装置を使用。ターゲット：FN1 (フィブロネクチン1)。右図：他社リアルタイム PCR 装置を使用。ターゲット：ACADVL (極長鎖アシル CoA 脱水素酵素)。

クイックリファレンス

① PCR 反応液の準備

	10 μ L 反応系	20 μ L 反応系	終濃度
2 × SYBR Green qPCR Master Mix	5 μ L	10 μ L	1 ×
10 μ M フォワードプライマー	0.4 μ L	0.8 μ L	400 nM
10 μ M リバースプライマー	0.4 μ L	0.8 μ L	400 nM
Nuclease-Free Water	3.2 μ L	6.4 μ L	
合計	9 μ L	18 μ L	

↓

② 反応液をよく混ぜたあと、チューブをスピンドラウ

↓

③ PCR 反応液を各ウェルに分注し、DNA テンプレートを添加

	10 μ L 反応系	20 μ L 反応系	終濃度
PCR 反応液	9 μ L	18 μ L	1 ×
DNA (1~10 ng の cDNA または 10~100 ng の DNA)	1 μ L	2 μ L	
合計	10 μ L	20 μ L	

↓

④ シール、数秒ボルテックスした後、プレートをスピンドラウし、ラン実施

PCR 反応条件

Run モード: Fast

設定	Stage 1	Stage 2 : 40 サイクル	Stage 3
温度	95 °C	95 °C	60 °C メルトカーブ
時間	2 分	5 秒	機種のデフォルト設定

Run モード: Standard (ゲノム DNA や増幅鎖長が長い場合)

設定	Stage 1	Stage 2 : 40 サイクル	Stage 3
温度	95 °C	95 °C	60 °C メルトカーブ
時間	2 分	15 秒	機種のデフォルト設定

研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

記載の価格は 2025 年 11 月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。 thermofisher.com/jp-tc SDS512-A2512OB