

SH800S台数限定特別キャンペーンのご案内

対象機種：全自動セルソーターSH800S

キャンペーン期間：2026年1月～2月末受注分まで



全自動セットアップ

・光軸から、液滴形成、サイドストリーム、ディレイタイムまでお任せ

フローセルチップ採用で、メンテナンスも簡単

・サンプルラインもユーザーで交換可能でコンタミリスク軽減


詳細な価格につきましてはお問い合わせください

納品時期は別途ご相談させていただきます


NEW 大粒径ソートオプション

60μmサイズのサンプルもソート可能な大径粒子ソートオプションも搭載可能です


ソニーが開発した新機能により、大径の粒子や細胞のソーティングが可能になりました。このMA900およびSH800のソフトウェアオプションは、標準的なセルソーターで分取が難しい直径25～60μm程度の直径の粒子や細胞を分取するためにデザインされています。




Spheroids



Large cells



Hydrogel
microcarriers



Double - emulsion
droplets

ソニー株式会社
ライフサイエンス営業部 国内営業課
TEL : 0120-667-010
FAX : 0120-388-060
E-mail : cytometry@sony.co.jp
Web : <http://www.sony.co.jp/LS>