

MPR-N450FH メーカー希望小売価格 450,000円 (税・据付搬入費別)

MPR-N450FSH メーカー希望小売価格 450,000円 (税・据付搬入費別)

## MPR薬用保冷庫

ノンフロン フリーザー付き薬用保冷庫



462 L

(保冷庫部:326 L / フリーザー部:136 L)



MPR-N450FH  
(ガラス扉タイプ)

MPR-N450FSH  
(スチール扉タイプ)

薬用保冷庫とメディカルフリーザーを一体化  
幅広いストレージソリューションを提供します

PHCbiの薬用保冷庫は、ノンフロン自然冷媒とインバーター (保冷庫部) で従来機種比で大幅な省エネを実現\*1

新プラットフォーム採用により、業界最大容量\*2を実現

フリーザー容量と設置面積あたり収納効率においても大きく進化

### ノンフロン自然冷媒 従来比 約50%省エネ\*1

保冷庫・フリーザー (-30℃) ともノンフロン自然冷媒を採用。保冷庫用コンプレッサーには、電力を消費するON/OFF運転を低減するインバーター制御を搭載。冷却性能に優れたノンフロン自然冷媒とインバーター制御により、消費電力で約100W、従来機種比較で、約50%\*1の削減を可能にしました。

### 新ダクト構造とインバーターで 庫内温度分布向上


保冷庫部は、背面ダクトから左右へ均等に冷気が送られる”マルチフローダクト”を採用。さらにコンプレッサーのON/OFF運転を低減



するインバーター制御により、庫内の温度の分布が向上しました。

### 使いやすく、進化した ユーザビリティ

有機ELディスプレイを採用した新しいコントロールパネルは、視認性に優れ直感的な操作が可能。保冷庫・フリーザーとも0.1℃単位までの温度表示の選択が可能です。またログ機能により、温度・警報・ドア開閉の履歴データ保持とUSBへのデータ出力が可能です。



### ノンフロン冷媒とインバーターで 省エネ運転

消費電力量 約50% Down **3.73** kWh/day  
測定条件: AT23℃ SV5/-30℃ 100V 50Hz


保冷庫消費電力 約50% Down **105** W

フリーザー消費電力 約30% Down **110** W  
測定条件: AT30℃ SV5/-30℃ 100V 50Hz

ノンフロン自然冷媒の採用により、「フロン排出抑制法」で定められている簡易点検の手間を省くことができます。


施設内の従来機種をMPR-N450FH/FSHに切り替えることで、施設全体の消費電力を削減することもできます。

### フリーザーと保冷庫を1台に集約



内容物にアクセスしやすい全高 (1,810mm) を維持したまま、容量アップが可能です。特にフリーザー (-30℃) の容量拡大により、従来、フリーザーと別々に保存していた内容物を、本機1台に収納することも可能です。

### センターピラーレス構造 ガラス棚・LED照明



保冷庫部の扉は、センターピラーレス構造で、大きな内容物の出し入れも可能です。強化ガラス製の棚は、小物の落下防止のや、試薬ボトルを安定して保管できます。LED照明で、庫内の視認性も向上しました。

\*1:当社従来機種: MPR-414Fとの比較において \*2:当社調べ: 2018年度日本で販売されている幅800mmのフリーザー付き薬用保冷庫において

# パナソニック ヘルスケア株式会社 は 2018年4月より PHC株式会社 に社名変更しました

## Life Science Innovator Since 1966



PHCbi は PHC株式会社 バイオメディカ事業の新しいブランドです

### PHCbi は3年保証

2018年4月1日以降 納品の製品より  
保証期間が3年になりました

注意) 対象製品には3年保証ラベルを貼付け。

2018年4月1日以降納品された、製品が対象となります。調剤関連機器は対象外です。

製品本体が対象です。オプション品・消耗部品などは対象外です。

3年保証の詳細な内容は、各営業所へお問合せください。



製品本体3年保証  
3-year Warranty

# 3

【保証規定】

- 保証書の(無償修理規定)記載内容をご確認ください。
- 消耗部品やオプション品は保証対象に含まれておりません。
- 保証期間は、設置日より3年間となります。

設置日 年 月 日

- 当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
- 本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC株式会社  
バイオメディカ事業部

〒105-8433  
東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道出張所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714  
北日本営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582  
東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873  
南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150  
中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490  
近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449  
中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701  
九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は  
2018年12月現在のものです。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。