

# REVCOノンフロン超低温槽 RDEシリーズ新発売キャンペーン

2020年5月1日～2020年12月末日受注分まで

RDE30086FAK型 421L  
通常価格1,680,000円のところ  
**1,300,000円**

RDE40086FDK型 549L  
通常価格2,200,000円のところ  
**1,520,000円**

RDE50086FDK型 682L  
通常価格2,400,000円のところ  
**1,680,000円**

RDE60086FDK型 815L  
通常価格2,640,000円のところ  
**1,800,000円**



RDE40086FD

更に！運送入費込み！（上記価格に消費税は含みません）


※ 遠隔地・離島を除きます。

※ 搬入は平面移動に限り、分解作業を伴う場合や重機使用の場合は別途見積となります。

## COVID-19対策に使用実績あり 3nm以上の浮遊粒子を捕集する特許技術

### Genano ナノスケール浮遊粒子除去ユニット


有償レンタルも  
受付中



Genano5250

- 3nm以上の浮遊粒子を99.5%捕集
- スタッフの安全性確保
- クロスコンタミの汚染リスクを最小に抑え解析の効率を改善
- キャスター付きで移動が簡単

【GENANO、ULPA、HEPAの捕集粒子サイズ比較】



# 優れたラボ用純水・超純水精製システム

## Thermo Scientific™ Barnstead™ 純水装置システム



LabTower T II

- **国際基準を満たす超純水**  
ASTM type1、ISO3696 Grade1、ASTM D1193、CLSI-CLRW
- **タンク再循環機能**：細菌の増殖を防ぐ
- **Aquastopクイックコネクト設計**：水漏れなく迅速なカートリッジ交換
- **スマートタンク**：お客様の希望の水量にタンク内の水量を設定可能  
週末や休日にタンクの水量を下げることでカートリッジの消耗を抑えることが可能



## マイクロR遠心濃縮機 オールインワンモデル



7701020型

- **省スペースで使用可能**  
1.5mL×24本を収納できるロータ、ガラストラップ、真空ポンプ、運転中に濃縮状況を確認出来るストロボライトも標準付属のオールインワンモデルです。
- オプション：バイアル18φ×H65mmまたは5mL遠心チューブ 16本  
バイアル20φ×H70mm 12本  
バイアル28φ×H73mm 8本

## COVID-19対策に使用実績あり 表面付着菌の除染 RHEA & eCHEM OX



RHEATitan

CUBAIR

eCHEM OX

### eCHEM OX、CUBAIR

- 空気中の酸化剤を迅速・効率的に除去

### RHEAシリーズ

- **フランス空間除染規格 NF T 72-281 2014に適合**
- 99.9999%の抗菌効果
- 専用除染剤X-CID（非腐食性・99.9%以上の生分解性）をドライミスト化し、室内設備・機器の表面を除染します。

【RHEA X-CIDの対数減少値パフォーマンス】

種類	NF T 72-281 (2014) 基準の対数減少値	RHEAで達成された対数減少値
バクテリア	5	> 6
真菌& 酵母	4	> 4
ウイルス	4	> 4

資料請求・デモ依頼 ☎04-2951-7166



朝日ライフサイエンス株式会社

E-mail : asahi@Asahi-LS.co.jp

- 東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212
- 西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目2番10号
- 福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区榎田2丁目7番14号

- ☎ (04) 2951-7166 FAX (04) 2951-7170
- ☎ (06) 6942-9333 FAX (06) 6943-9300
- ☎ (092) 418-1356 FAX (092) 418-1309

詳細仕様はHPからもご確認いただけます。  
<http://www.asahi-ls.co.jp/>