

バイオメディカ機器の
製品本体 保証期間 が

5年


になりました

■ 5年保証ラベル



■ 注意

- ▶ 2022年4月1日以降納品された製品本体が対象となります
- ▶ 5年保証ラベルに記入された日(納品設置日)より5年が保証期間となります
- ▶ 製品本体が対象です。オプション品・消耗品・定期交換部品などは対象外です
- ▶ 製品の内容物の保証はできませんので予めご了承ください
- ▶ 薬局関連機器は対象外です
- ▶ フードソリューション機器は3年保証となります
- ▶ 5年保証の詳細内容は、各営業所へお問合せください



5年保証の詳しい情報は web もご覧ください

- お得な情報をお届け！ お客様情報(機器情報)の登録もこちらから！
5年保証サイト <https://www.phchd.com/jp/biomedical/about-phcbi/warranty>

バイオメディカ5年保証

検索



第4回

ファーマラボ EXPO 東京

医薬品 研究・開発展

日程：2022年7月13日(水)～15(金)

会場：東京ビッグサイト 西展示棟4階

PHCbiブースへお越し下さい ブースNo. **30-58** (西展示棟4階)

★ 本チラシをお持ちいただき、商品ご覧ください！お名刺と交換で「PHCbi グッズ」プレゼントいたします！

ご来場
チェック

● 展示内容 (予定)



次世代シーケンサー
DNBSEQシリーズ



ウイルススペクター製造用
バイオリアクター



ライブセル代謝分析装置
(参考出展)



ノンフロン
超低温フリーザー



リモートモニタリングシステム
LabAlert PRO

新発売

ノンフロン スリム型

薬用保冷库

PHCbiの スリム型薬用保冷库は、幅460 mm、容量218 L
細身のサイズは、設置場所を選ばず、設置面積あたりの収
納効率において、大きく進化しました。

ノンフロン冷媒で、大幅な省エネと、環境負荷を低減
インバーター制御で安定した温度分布も実現しています。



MPR-N200H
(ガラス扉タイプ)

MPR-N200SH
(スチール扉タイプ)

ノンフロン自然冷媒で省エネ フロン排出抑制法 対象外

ノンフロン自然冷媒を採用。コンプレッ
サーには、インバーター制御を搭載。
従来モデル (MPR-N170) との比較でも
高い省エネを実現。
ノンフロン自然冷媒の採用により、
「フロン排出抑制法」対象外です。

●省エネ率

50Hz	60Hz	比較品番
12%	20%	MPR-N170

QJIS C 9801 (2006 年度版) 年消費電力量測定方法の温度条件での測定 (5℃設定、無負荷)
○当社基準で測定しています。
扉の開閉、設置環境など使用条件により省エネ率が変動します。


USBポート付き 有機ELコントロールパネル

有機ELディスプレイを採用した新しい
コントロールパネルは、視認性に優れ
直感的な操作が可能。0.1℃単位まで
の温度表示の選択が可能です。
またログ機能により、温度・警報・ドア
開閉の履歴データ保持と、USBメモリー
へのデータ出力が可能です。




○USBメモリーは付属していません。お客様お手持ちのものをお使いください

新プラットフォームで 容量アップ



○設置面積での比較です。外形寸法とは異なります

安定した庫内温度分布



○イメージです。実際の温度分布、運転グラフとは異なります

ノンフロン自然冷媒、インバーター制御の
コンプレッサー、新サイクルデフロストなど
の効果で保冷库内の温度制御性能が向上
庫内9点測定でのピークtoピークで、2℃
~8℃に収まる温度分布を実現しています

○庫内設定温度5℃の場合 当社基準での測定による

有機ELによる様々な表示画面



有機ELのコントロールパネルは、温度推移
の表示や、制御温度の最高点と最低点表示、
エラーのメッセージなど、様々なオペレー
ションが実行可能です

仕様

品 番	内容量	温度制御範囲	外形寸法 (W×D×H)	電源	最大消費電力 (50 Hz/60 Hz)	製品質量
MPR-N200H-PJ (ガラス扉タイプ)	218 L	2℃~14℃ (周囲温度:-5℃~35℃、無負荷)	460 mm×580 mm×1735 mm	単相100 V	245 W / 245 W	64 kg
MPR-N200SH-PJ (スチール扉タイプ)						60 kg

●当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
●本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC株式会社

バイオメディカ事業部

〒105-8433

東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道営業所 TEL 011-817-7151 FAX 011-817-7167

東北営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582

東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873

南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150

中部営業所 TEL 052-211-8880 FAX 052-211-8882

近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449

中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701

九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は
2022年6月現在のものです。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。