

## スペクトル型セルアナライザー

蛍光補正フリーの多色解析を実現

Spectral Cell Analyzer  
ID7000



Spectral Cell Analyzer  
SA3800



## 全自動セットアップ型セルソーター

“誰にでも” “すぐ使える” を実現

Multi-Application Cell Sorter  
MA900





Cell Sorter  
SH800S




## ソニー製セルアナライザーの特長

- ・スペクトル方式（スペクトルアンミキシング）で蛍光補正不要
- ・スペクトルライブラリー機能で単染色サンプルを準備する負担を最少化
- ・自家蛍光除去により、データ解析精度を向上
- ・3D AutoSamplerにより、安定的な多サンプルの全自動測定が可能



## ソニー製セルソーターの特長


- ・ディスクのソーティングチップ採用で、流路起因の不調なし
- ・簡便交換可能なサンプルラインで、トラブル解消からコンタミ防止まで
- ・全自動セットアップにより、初心者でも使える
- ・最大 384 ウェルのプレートへ、高精度なシングルセルソートが可能



ソーティングチップ



サンプルライン



384 well  
プレートソーティング

研究用であり、診断および治療にはご利用いただけません。  
全機、クラス1レーザー製品です。仕様は予告なく変更されることがあります。

ソニー株式会社 メディカルビジネスグループ ライフサイエンス事業部  
ライフサイエンス営業部 国内営業課

〒220-8750 神奈川県横浜市西区みなとみらい 5-1-1

TEL: 0120-667-010 / FAX: 0120-388-060 MAIL: [cytometry@sony.co.jp](mailto:cytometry@sony.co.jp)

