

安全キャビネット設置OK！

BioTec

試薬調整・サンプル分注も可能な自動分注装置




小型可変ピッチサンプリング装置

EDR-8LZ

スターターセット

¥ 5,500,000-

W700mm×D400mm×H520mm






新採用 ダブルレンジ機構

径の異なるシリンジ、チップを使い分ける事で
ヘッド交換不要で高精度・広範囲の分注が可能に

様々な容器に対応

ピッチは9mm～25mm、ノズルは1ch～8chまで用途に合わせて選択可能






制御用プログラム「Bics」

EDR-8LZ用に新規開発した制御用ソフト「Bics」は直感的に操作しやすく、プログラム調整も気軽に行えます。

豊富なレイアウト

クリーンベンチ内に設置可能なコンパクトサイズの中にSBS規格プレート8枚分のスペースを確保。用途に応じて様々な容器を配置する事が可能です。



各種オプションユニット

温調ユニット「Bio-Temp」やマグネット昇降ユニット「MagLift」など、オプションユニットを連携させることで更にプログラムの幅が広がります。



BioTec バイオテック株式会社[®]

本社/〒113-0034 東京都文京区湯島2-29-4 古澤ビル

TEL. (03)3816-6931 FAX. (03)3818-4554

大阪営業所/〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-12

新大阪明幸ビル901

TEL. (06)6151-9690 FAX. (06)6151-9689

URL <http://www.biotec.co.jp> E-mail: info@biotec.co.jp