



Luminex システム買い替えキャンペーン

新しいモデルへの買い換えをサポートします!

Luminex® システムの買い換えをご検討中の皆さまに、10台限定、特別価格でご提供します。スタンダードモデルから最新の機能が搭載された INTELLIFLEX モデルまで、研究用途に合わせて3種類のモデルからお選びいただけます。この機会に、ぜひ最新モデルへの買い換えをご検討ください。

デュアルレポーター機能搭載の
ハイスループットモデル

省スペース、直感的な
操作性のベーシックモデル

マルチプレックス解析の
スタンダードモデル



仕様 (一部抜粋)

		Luminex xMAP INTELLIFLEX™ DR-SE System	Luminex xMAP INTELLIFLEX™ System	Luminex® 200™ System
本体寸法 (H × W × D)		76.2 × 58.4 × 61.0 cm		32.5 × 64.0 × 32.5 cm
販売開始時期		2021年～		2005年～
1ウェルあたりの 最大測定項目数		500項目		100項目
測定時間	96ウェル	約20分		約45分
	384ウェル	約75分		—
ダイナミックレンジ	RP1	≥ 5.5 logs		≥ 3.5 logs
	RP2	≥ 4.5 logs	—	

キャンペーン期間 2023年5月19日(金)～2023年9月29日(金) 弊社受注分まで

最新機能が搭載された xMAP INTELLIFLEX System (RUO) のご紹介

ベーシックモデル

Luminex xMAP INTELLIFLEX System

広いダイナミックレンジ

Luminex xMAP プラットフォームの中で最も広いダイナミックレンジ (≥ 5.5 Logs) で、さまざまなサンプルに対応

コンパクトなフットプリント

Luminex 200 および Luminex FLEXMAP 3D™ Instrument System と比較して設置面積が縮小され、省スペース化を実現

使いやすさを向上

タッチスクリーンのユーザーインターフェースを備え、スタートアップ、シャットダウン、メンテナンスが自動化されているため使いやすく、メンテナンスも簡単

DR-SE モデル

Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System

2つのパラメーターで測定可能

ベーシックモデルのグリーンレポーターレーザーに加えバイオレットレポーターレーザーが搭載されており、1つのターゲットタンパク質や核酸に対して2つのパラメーターでデータ取得可能

リキッドハンドリングワークステーションとのシームレスな統合を実現*

フロントプロジェクトに加えて、サイドプロジェクトも可能なプレートホルダーを搭載

* 自動化モジュールは、2023年以降に公開予定です。



ベーシック・DR-SE モデル共通性能

	測定時間	処理数
96ウェル	約20分	最大 144,000 データ/時
384ウェル	約75分	最大 153,600 データ/時



Ordering information

製品名	キャンペーン専用番号	希望小売価格	キャンペーン価格
Luminex 200 Instrument System	APX10031CP	¥8,800,000	¥7,500,000
Luminex xMAP INTELLIFLEX System	APX2020CP	¥12,800,000	¥9,800,000
Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE System	APX2021CP	¥18,800,000	¥14,500,000

注意事項: ご注文の際には、上記キャンペーン専用番号でご注文ください。

* 設置・基本取扱説明、1年保証を含む。

研究用のみ使用できます。診断用には使用いただけません。

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.

Luminex, Luminex 200, xMAP INTELLIFLEX, and FLEXMAP 3D are trademarks of Luminex Corporation.

記載の価格は2023年5月現在のメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

実際の価格は、弊社販売代理店までお問い合わせください。

価格、製品の仕様、外観、記載内容は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

本誌掲載のキャンペーンは日本国内のお客さまのみ有効です。

また、同製品の他のキャンペーンと重複してご利用いただくことはできません。

標準販売条件はこちらをご覧ください。thermofisher.com/jp-tc IVN137-A23050B

販売店

サーモフィッシャーサイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社

テクニカルサポート ☎ 0120-477-392 ✉ jptech@thermofisher.com

オーダーサポート TEL: 03-6832-6980 FAX: 03-6832-9584

営業部 TEL: 03-6832-9300 FAX: 03-6832-9580

facebook.com/ThermoFisherJapan

@ThermoFisherJP

thermofisher.com

invitrogen