



QIAGEN

# マルチキャピラリー電気泳動装置 乗り換えキャンペーン

- カートリッジゲルで簡単セットアップ
- 12サンプルを最速7分で解析\*
- 最高 3 ~ 5 bp の解像度で正確な解析

\*1ランで96サンプルまで解析

NGS  
ジェノタイピング  
RNA QC等  
に対応



カートリッジ、サンプル、バッファーをセット

パラメータを選択してラン

製品名

Cat.no.

希望小売価格

キャンペーン  
希望小売価格<sup>†</sup>

QIAxcel Connect System FUL-1 (1年保証・年1回点検付き)

9003111

4,165,000

**3,332,000**

<sup>†</sup>記載の割引価格は弊社希望キャンペーン割引価格です。

**キャンペーンコード：JP24QKKIR**

ご注文期限：**2025年2月28日** 弊社受注分まで

※お見積りご依頼時にキャンペーンコードをお知らせください

※新規ご検討の方もお問い合わせください

問い合わせ先：

株式会社キアゲン 営業部

Tel: 03-6890-7235

E-mail：[salesjp@qiagen.com](mailto:salesjp@qiagen.com)



製品情報はこちら



## 官公庁／アカデミア限定 キャンペーン

### Quantinova PCR キット／パネル、AllTaqシリーズ、miRCURY関連製品

高速PCRは、Quantinovaの基本コンセプトです。独自のテクノロジーによって常温でのPCRセットアップができ、また反応セットアップ時に色素を使うことで作業中のヒューマンエラーの防止効果が向上します。より信頼性の高い研究結果を提供するアッセイやパネルをラインアップしています。

好評をいただいているmiRCURY関連試薬も、ぜひこの機会にお試しください。

#### キャンペーン製品の一部をご紹介します

製品名	Cat.no.	希望小売価格	キャンペーン希望小売価格 <sup>†</sup>
Quantinova Probe PCR Kit (100)	208252	13,500	<b>10,125</b>
Quantinova SYBR Green RT-PCR Kit (100)	208152	23,000	<b>17,250</b>
AllTaq Master Mix Kit (500)	230144	62,500	<b>46,875</b>
miRCURY LNA miRNA PCR Assay	339306	40,000	<b>32,000</b>
miRCURY LNA RT Kit	339340	81,500	<b>61,125</b>

<sup>†</sup>記載の割引価格は弊社希望キャンペーン割引価格です。

👉 キャンペーンの対象製品、詳細はこちら



### キャンペーンコード: **JP24PCRC1**

ご注文期限: **2025年2月28日** 弊社受注分まで

※お見積りご依頼時にキャンペーンコードをお知らせください

※新規ご検討の方もお問い合わせください

### 問い合わせ先:

株式会社キアゲン 営業部

Tel: 03-6890-7235

E-mail: [salesjp@qiagen.com](mailto:salesjp@qiagen.com)

記載のQIAGEN製品は研究用です。疾病の診断、治療または予防の目的には使用することはできません。最新のライセンス情報および製品ごとの免責事項に関しては[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)の“Trademarks and Disclaimers”をご覧ください。QIAGENキットのHandbookおよびUser Manualは[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)から入手可能です。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight®.

本文に記載の会社名、商品名、登録名、商標などは、特にそのようにマークされていない場合でも、法律によって保護されている場合があります。記載の価格はすべて税抜価格です。また、製品情報、仕様、カタログ番号(Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

2303161 11/2024 © 2024 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II

Tel: 03-6890-7300 | Fax: 03-5547-0818 | E-mail: [techservice-jp@qiagen.com](mailto:techservice-jp@qiagen.com) | [www.qiagen.com/jp](http://www.qiagen.com/jp)